

Das patentierte Kalff Innentaschen-Konzept

Kalff revolutioniert den Erste-Hilfe-Kasten durch eine einzigartige Patentlösung!
Im Notfall zählt jede Sekunde!

Die übersichtlichen Fächer der Kalff-Innentasche sind mit Piktogrammen und/oder kurzen Beschreibungen versehen. Dadurch wird dem Ersthelfer ermöglicht, jedes Produkt schnell wahrzunehmen und seinen Anwendungsbereich zuzuordnen.

Durch die farbliche Kennzeichnung ist auch eine Einteilung in sterile und nicht sterile Produkte erfolgt. Dies erleichtert auch die notwendige Überprüfung der Verfallsdaten und gibt Ihren Kunden die Sicherheit immer optimal ausgestattet zu sein.

AutoBild Testsieger



Im Verbandkasten-Test der Zeitschrift AutoBild (Ausgabe 47/11) wurden sowohl unsere Verbandtasche 7160, als auch unsere Kombitasche 7435, die beide über die patentierte Innentasche verfügen, zum Testsieger gekürt.

Zitat: „ Das gefiel uns: In den Verbandtaschen von Testsieger Kalff ist das Verbandmaterial nicht einfach nur in Plastik verpackt. Piktogramme auf der Innentasche zeigen, wo und wobei die Verbände und Pflaster zum Einsatz kommen. Das hilft dem Helfer. Vorbildlich!“

Gelangen sie [hier](#) zum vollständigen Testbericht.

Bei Nicht-DIN-Kästen und –Taschen kann der Inhalt variieren.

Durch das Anklicken der einzelnen Piktogramme können Sie mehr über die hochwertigen Bestandteile der Innentasche erfahren.





Wundauflage

Die sterile Wundauflage ist 10 x10cm groß und wird für die keimfreie Abdeckung von offenen Wunden eingesetzt. Sie wird mit Hilfe der beiliegenden Binden fixiert.



Sterile großflächige Wundabdeckung

Jeder Verbandkasten enthält drei sterile Verbandtücher in den Größen 400 x600mm (2 Stück) und 600 x 800 mm (1 Stück). Verbandtücher können zur keimfreien Abdeckung unterschiedlicher großflächiger Wunden eingesetzt werden. Der dafür eingesetzte Verbandstoff ist hydrophob, also nicht saugend und verhindert dadurch, dass die Abdeckung mit der Wunde verklebt. Außerdem ist das Verbandtuch sekretundurchlässig. Das Verbandtuch enthält keine optischen Aufheller oder Farbstoffe.



Fixierbinde

Die Fixierbinde ist im Unterschied zu den Verbandpäckchen nicht steril und enthält auch keine Kompresse. In jedem Kalf-Verbandkasten sind zwei Binden in der Breite von 6cm und drei weitere Binden in der Breite von 8cm mit einer Länge von ca. 4m enthalten. Fixierbinden dienen zur Fixierung von Kompressen bei größeren Wunden, bei denen ein Heftpflasterverband nicht möglich ist, oder dieser der Bewegung nicht standhalten würde. Außerdem setzt man Fixierbinden bei Pflasterallergie ein. Zusätzlich dienen sie zur Fixierung von Schienen am Körper.



Fixierbinde

Die Fixierbinde ist im Unterschied zu den Verbandpäckchen nicht steril und enthält auch keine Kompresse. In jedem Kalf-Verbandkasten sind zwei Binden in der Breite von 6cm und drei weitere Binden in der Breite von 8cm mit einer Länge von ca. 4m enthalten. Fixierbinden dienen zur Fixierung von Kompressen bei größeren Wunden, bei denen ein Heftpflasterverband nicht möglich ist, oder dieser der Bewegung nicht standhalten würde. Außerdem setzt man Fixierbinden bei Pflasterallergie ein. Zusätzlich dienen sie zur Fixierung von Schienen am Körper.



Schere / Infektionsschutz

Schere

In jedem Erste-Hilfe-Kasten befindet sich eine Schere. Sie ist in erster Linie zum Zuschneiden des Wundschnellverbandes und für das Kürzen von Binden einzusetzen.

Handschuhe

Seit einigen Jahren befinden sich auch in jedem Erste-Hilfe-Set zwei Sets mit Einmalhandschuhen, damit sich der Helfende in einer Notfallsituation nicht mit Keimen etc. infizieren kann.



Anwendungstipps

Hier findet der Helfende eine übersichtliche Liste über die einzelnen Bestandteile des Erste-Hilfe-Sets und deren Anwendung.



Dreiecktuch

Bei dem Kalf-Dreiecktuch handelt es sich um einen Vliesstoff der für verschiedene Indikationen genutzt werden kann. Üblicherweise wird er als Armtragetuch, Kopfverband oder Handverband eingesetzt. Außerdem kann man dieses Tuch auch als Hilfsmittel zum Abbinden oder zur Befestigen von Schienen einsetzen.



Steriler Wundverband

Ein Verbandpäckchen besteht aus einer Fixierbinde mit einer darauf befestigten Kompresse. Jeder Verbandkasten nach DIN 13164 enthält insgesamt vier Verbandpäckchen in zwei unterschiedlichen Abmessungen. Die Länge der Fixierbinde ist dabei jeweils ca. 4 m. Für die Versorgung der unterschiedlichen Wunden sind drei Fixierbinden mit Kompressen in der Größe 8 x 10cm und eine Fixierbinde mit einer Kompresse in der Größe von 10 x 12 cm vorgesehen. Mit diesen Verbandpäckchen können ein steriler Wundverband oder ein Druckverband erzeugt werden.



Rettungsdecke

Dabei handelt es sich um eine metallisierte Polyesterfolie, die eine versilberte und eine goldene Seite hat. Für den Schutz gegen Hitze sollte die goldene Seite gegen den Körper gelegt werden. Für einen Schutz gegen Kälte oder Auskühlen nach einem Schock sollte die silberne Seite gegen den Körper gelegt werden.



Heftpflaster

Das Kalff Heftpflaster hat ein Maß von 2,5cm x 5 m und befindet sich auf einer Spule mit Außenschutz. Man nutzt das Heftpflaster zur Fixierung von Verbänden.



Wundschnellverband

In jedem Kalff-Verbandkasten sind acht elastische Verbände in der Größe 10 cm x 6 cm, die man herkömmlicher Weise auch als Pflaster bezeichnet. Das Pflaster kann nach Bedarf auch zugeschnitten werden. Mit der 2,5 cm breiten Wundaufgabe ist der Wundschnellverband zur Versorgung kleinerer Wunden besonders gut geeignet.



Erste-Hilfe-Broschüre

In der Erste-Hilfe-Broschüre findet man alle Informationen und wichtige Hinweise für die Notfallsituation. Diese Broschüre wurde vom Deutschen Roten Kreuz entwickelt.

